

ISO9001,ISO13485 Quality Management



DR-200Bc C €

Lector de Microplacas



DISEÑADO
POR DIATEK

Wuxi Hiwell Diatek Instruments Co.,Ltd

Características Principales

- ◆ Nuevo diseño y sistema operativo de avanzada
- ◆ Pantalla táctil con display LED a color de 7", de alta resolución
- ◆ Escaneo de 8 canales de fibra óptica
- ◆ Mediciones en una o dos longitudes de onda
- ◆ Efectúa 12 mediciones diferentes en una sola placa
- ◆ Múltiples formatos de informes de pacientes
- ◆ Ajuste automático de lámpara y calibración automática
- ◆ Memoria estable que almacena hasta doscientos mil datos de mediciones y 500 proyectos o técnicas
- ◆ Fácil de programar. Puede actualizar el software online
- ◆ Fácil conexión a PC, disponiendo del software DIATEK Elisa Reader



Especificaciones Técnicas

<i>Tipos de Microplacas</i>	96 / 48 pocillos
<i>Detector</i>	Fotodiodo de Silicio
<i>Fuente de Luz</i>	Lámpara de tungsteno de 8v/50w, controlada
<i>Rango de longitud</i>	400nm~800nm
<i>Filtros Estándar</i>	405,450,492,630nm & 4 opcionales
<i>Rango de Lectura</i>	0.000~4.000A
<i>Resolución</i>	0.001A
<i>Exactitud</i>	±0.008A
<i>Reproducibilidad</i>	≤0.2%
<i>Estabilidad</i>	±0.003A
<i>Velocidad de Lectura</i>	Longitud única <3s ;dos longitudes <6s
<i>Agitación</i>	Agitación lineal de 3 velocidades
<i>Impresora</i>	Impresora térmica incorporada, opcional externa
<i>Conexiones</i>	2×USB-A,1×USB-B,1×RS-232,1×Impresora
<i>Alimentación</i>	100~240V, 50~60Hz
<i>Dimensiones</i>	475×350×210mm
<i>Peso</i>	11.5kg



Wuxi Hiwell Diatek Instruments Co.,Ltd

Tel:+86 510 85160879
Fax:+86 510 85166536

E-mail:sales@diateklab.com
Http:www.diateklab.com

Add:Room 1901~1904,19F,Building2,2166
Taihu West Avenue,Wuxi,China

