

ISO9001,ISO13485 Quality Management



DR-200Bn C €

Lector de Microplacas



DISEÑADO
POR DIATEK

Wuxi Hiwell Diatek Instruments Co.,Ltd

➤ Características Principales

- ◆ Mediciones en una o dos longitudes de onda, funciones de evaluación de datos cualitativos y cuantitativos con cut-off, ajuste de curvas por interpolación y fórmulas de transformación
- ◆ Sistema óptico con escaneo de 8 canales de fibra óptica. El sistema automático de posicionamiento de la placa ubica el centro del pocillo con exactitud
- ◆ El ajuste automático de lámpara y la calibración automática mejora la eficiencia del sistema y reduce costos
- ◆ Efectúa 12 mediciones diferentes en una sola placa
- ◆ Múltiples formatos de informes incluyendo informes comprensibles de pacientes
- ◆ Almacena hasta diez millones de datos de mediciones y 500 proyectos o técnicas
- ◆ -ácil conexión a PC con la interfase USB. Funciones fáciles de entender con el software Found WorkStation

➤ Especificaciones Técnicas

Tipos de Microplacas	96 / 48 pocillos
Detector	Fotodiodo de Silicio
Fuente de Luz	Lámpara de tungsteno de 8v/50w, controlada
Rango de longitud	400nm~800nm
Filtros Estándar	405,450,492,630nm & 4 opcionales
Rango de Lectura	0.000~4.000A
Resolución	0.001A
Exactitud	±0.008A
Reproducibilidad	≤0.2%
Estabilidad	±0.003A
Entrada de datos	Software DIATEK ELISA
Agitación	Agitación lineal de 3 velocidades
Impresora	Impresora térmica incorporada, opcional externa
Conexiones	2×USB A,1×USB-B,1×RS-232,1×Impresora
Alimentación	100~240V, 50~60Hz
Dimensiones	460×350×197mm
Peso	7kg



Wuxi Hiwell Diatek Instruments Co.,Ltd

Tel:+86 510 85160879
Fax:+86 510 85166536

E-mail:sales@diateklab.com
Http:www.diateklab.com

Add:Room 1901~1904,19F,Building2,2166
Taihu West Avenue,Wuxi,China

